

ディスプレイでの使用目的のため衛生面に気にされる方も安心です

## アイカバー 透明プラスチック眼帯

無料  
FREE SAMPLE  
サンプル

ドクターの要望により開発された  
安全・安心・快適プラスチック透明眼帯アイカバーシリーズ

MADE IN CHINA

- 全て滅菌済。単品個包装のため衛生的で安心
- 眼帯に設けられた穴は必要最小限の大きさにし、異物の侵入をブロック
- 耐熱・耐衝撃に強いポリカーボネート素材を使用

滅菌と殺菌の違い  
日本石鹸洗剤工業会HPより一部引用

滅菌

滅菌とは菌に対して最も厳しい対応を指し、微生物の生存する確率が100万分の1以下になることを滅菌と定義します

殺菌

「菌を殺す」ということを指しますが、殺す対象や殺した程度を含んではいません。厳密には有効性を保証したものではありません



感染対策としてリユース製品ではなく、ディスプレイ製品を選ばれる医療施設様が増えております。

## アイカバーシリーズ3つの特長

Point

1

### 全てEOG滅菌済みです

- アイカバーシリーズは全てEOG滅菌済みで、安全性の高い商品です。エチレンオキサイドを直接流入させることにより、微生物を殺滅しております。

Point

2

### ディスプレイ製品です

- リユースだと衛生的に不安があることや、院内感染を防ぐためにすぐに交換したいという医療施設様からのご要望が増えております。個包装のため衛生面に気にされる患者様にもご安心頂けます。

Point

3

### 生産性の向上にお役立ちします

- 眼科医様、看護師様からのご要望で全5種類のご用意をしております。

ご採用施設様からのお声

リユース眼帯と比べて再滅菌の手間がなくなったため、その分医療行為に時間を割けるようになりました。

ガーゼ付きタイプは眼帯にガーゼを巻く手間がなくなり、1件あたり約30秒短縮できるようになりました。(品番:8954-01)

テープで肌が荒れてしまう患者様がいらした際は、紐を別で購入し眼帯に通していましたが、初めから紐が付いている商品にしたことで作業を省くことができました。(品番:8928-01、8889-01)

# アイカバー ガーゼ滅菌

無料  
サンプル

MADE IN CHINA

- プラスチック眼帯を1枚のガーゼで包み、1枚は患者様の皮膚にあてる用でパックされています。
- 現場のお声からガーゼをつけるのが時間がかかるという、現場スタッフ様のお声から開発しました。



乱糸が出ないように  
裁断面を内側に折りたたんだ、  
8ply処置用ガーゼです。

滅菌

40枚入

滅菌期限5年間

| 品番      | JANコード        | 標準価格   |
|---------|---------------|--------|
| 8954-01 | 4990097076087 | オープン価格 |

●ガーゼサイズ…75×75mm ●ガーゼ素材…綿 ●発注単位…1箱(40枚入) ●滅菌期限…5年間 ●一般医療機器届出番号(クラスI)…23B3X00001654329 ●JMDNコード…11661000

# アイカバー 滅菌紐付き

紐も留め具も滅菌済



留め具

2つの要素を組み合わせ

滅菌だから衛生的 + 紐付きだから使い易い

病院等での紐の取り付け作業が省けます

- テープで固定する必要がないため、かぶれる心配がありません
- 紐に付いた留め具をずらすことで長さの調節が可能です

30枚入 滅菌期限5年間

| 品番      | JANコード        | 標準価格   |
|---------|---------------|--------|
| 8928-01 | 4990097970552 | オープン価格 |

●サイズ…W77×D57mm ●重量…9g(紐含む) ●厚さ…1.8mm  
●素材…本体:ポリカーボネート、紐:コットン(長さ:45cm結んだ状態)、  
ストッパー:ポリプロピレン ●発注単位…1箱(30枚入)  
●滅菌期限…製造日より5年間

お顔にあわせて調整できます。紐を通す手間が省けます

# アイカバー 滅菌

滅菌

単品個装のため、術後の目をより清潔に保ちます



40枚入 滅菌期限5年間

| 品番      | JANコード        | 標準価格   |
|---------|---------------|--------|
| 8929-01 | 4990097960140 | オープン価格 |

●サイズ…W77×D57mm ●重量…8g ●厚さ…1.8mm  
●素材…本体:ポリカーボネート ●発注単位…1箱(40枚入)  
●滅菌期限…製造日より5年間

# アイカバー ソフト滅菌紐付き

紐も留め具も滅菌済



留め具

2つの要素を組み合わせ

スポンジだからやさしい + 紐付きだから使い易い

病院等での紐の取り付け作業が省けます

- テープで固定する必要がないため、かぶれる心配がありません
- 紐に付いた留め具をずらすことで長さの調節が可能です

30枚入 滅菌期限5年間

| 品番      | JANコード        | 標準価格   |
|---------|---------------|--------|
| 8889-01 | 4990097064480 | オープン価格 |


●サイズ…W77×D57mm ●重量…10g(紐含む) ●厚さ…1.8mm+スポンジ5mm  
●素材…本体:ポリカーボネート、スポンジ:EVA・ポリエステル、紐:コットン(長さ:45cm結んだ状態)、ストッパー:ポリプロピレン  
●発注単位…1箱(30枚入) ●滅菌期限…製造日より5年間

お顔にあわせて調整できます。紐を通す手間が省けます

# アイカバー ソフト滅菌

滅菌

周囲にスポンジがついているため肌へのあたりがやわらかくなります



強力に粘着しておりとれることはありません

40枚入 滅菌期限5年間

| 品番      | JANコード        | 標準価格   |
|---------|---------------|--------|
| 8887-01 | 4990097043225 | オープン価格 |

●サイズ…W77×D57mm ●重量…9g ●厚さ…1.8mm+スポンジ5mm  
●素材…本体:ポリカーボネート、スポンジ:EVA・ポリエステル  
●発注単位…1箱(40枚入) ●滅菌期限…製造日より5年間

## アイカバー 滅菌紐付き 装着方法



付ける向きはどちらでも構わないですが、**細い方を耳側につけるのが一般的です**



耳の後ろで留め具をスライドさせて、長さ調節ができます



アイカバー使用の翌日から保護ガラスを掛けられることをおすすめします

2021年より順次リニューアル予定



※EOG滅菌、オートクレーブ滅菌(加圧式滅菌)実験済みです。121℃滅菌では変形等は見られませんでした。121℃での複数回の滅菌や121℃以上の温度設定にてオートクレーブを行った場合、劣化や変形の恐れがあるため、1回までの滅菌にてご使用いただくことをおすすめいたします。やむをえず再滅菌を行う場合はEOG滅菌をおすすめします